

SEPTISPRAY - SPRAY DE DÉSINFECTION NIVEAU 1 Spray de désinfection pour les sondes d'échographie



Description du produit :

Plus d'informations sur les niveaux de désinfection ici.

- Sans alcool
- Élimine 99,9% des bactéries
- Actif sur les spores de clostridium

Composants :

Chlorure de dodecyl dimethylammonium 7173-51-5, 0,25 g/kg
Chlorure d'alkylbenzyl dimethylammonium 68424-85-1 0.95 g/kg

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN1040, EN13727, EN1276, EN13697- 5 min, étude sur carrés de gaze imbibés ; *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*
LEVURICIDE : EN1275, EN13624, EN1650, EN13697- 5min sur *Candida albicans*
VIRUCIDE : EN14476 *Vaccinia virus* 30sec ; BVDV, Hépatite C, Rotavirus, VIH 30 sec ; SV40, Papovavirus, Polyomavirus, Influenza A/H1N1, H5/N1, Hépatite B, 2 min

Indication d'emploi :

- Activité totale en 5 min
- Pulvériser le produit sur la sonde ou sur un non tissé propre
- Nettoyer minutieusement et laisser agir le produit. Ne pas rincer.
- Changer de support non tissé pour chaque nouvelle sonde.

Caractéristiques

- Désinfectant pour sondes d'échographie

Niveau de désinfection: Niveau 1 (bas)

Référence : PROBE51