

SUR-MATELAS DE POSITIONNEMENT - FORME PÉRINÉALE
Sur-matelas périnéal pour table d'opération en gel amorphe polyuréthane



Description du produit :

Grâce à leurs différentes tailles, ils sont conçus pour couvrir la table d'opération lors de toute intervention chirurgicale. La coupe périnéale permet une décharge complète au niveau du sacrum. Ils conviennent à tous les patients qui ont besoin de protéger cette zone du corps.

Matériaux

Ils sont composés d'un gel polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm³.

Entretien et nettoyage

- Les sur-matelas en gel peuvent être facilement nettoyés avec n'importe quel agent nettoyant et/ou désinfectant pour la salle d'opération.
- Évitez d'immerger trop longtemps les sur-matelas en gel dans le détergent et/ou le désinfectant.

Stockage et élimination

- Gardez les sur-matelas, si possible, sur une surface plane.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les sur-matelas.
- Maintenir la température du gel entre 50° et -18°.
- Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur.
- Disposez des sur-matelas conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement et de tri sélectif des déchets.

Conditionnement

1 pièce.

Référence : -