

SUR-MATELAS DE TABLE D'OPÉRATION - LISSES
Sur-matelas de positionnement en gel amorphe polyuréthane



Description du produit :

Grâce à leurs différentes tailles, ils sont conçus pour couvrir la table d'opération lors de toute intervention chirurgicale. Ils sont capables de répartir uniformément le poids du patient en fournissant une faible pression sur les zones de contact.

Matériaux

Ils sont composés d'un gel polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm³.

Entretien et nettoyage

- Les sur-matelas en gel peuvent être facilement nettoyés avec n'importe quel agent nettoyant et/ou désinfectant pour la salle d'opération.
- Évitez d'immerger trop longtemps les sur-matelas en gel dans le détergent et/ou le désinfectant.

Stockage et élimination

- Gardez les sur-matelas, si possible, sur une surface plane.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les sur-matelas.
- Maintenir la température du gel entre 50° et -18°.
- Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur.
- Disposez des sur-matelas conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement et de tri sélectif des déchets.

Conditionnement

1 pièce.

Taille cales positionnement en gel 1: 66 x 15 x 1.3 cm, 100 x 50 x 1.5 cm, 70 x 50 x 1.6 cm, 16 x 8 x 0.6 cm, 10 x 15 x 2 cm, 70 x 25 x 2 cm, 90 x 50 x 2.5 cm, 60 x 60 x 2.5 cm, 22 x 17 x 1 cm, 46 x 33 x 0.5 cm, 46 x 33 x 1 cm, 15 x 50 x 1.5 cm, 15 x 50 x 1 cm, 70 x 45 x 1.5 cm, 70 x 45 x 1 cm, 70 x 50 x 1.5 cm, 70 x 50 x 1 cm, 15 x 35 x 1.5 cm, 15 x 35 x 1 cm, 160 x 43 x 1 cm, 183 x 50 x 1.5 cm, 183 x 50 x 1 cm, 193 x 86 x 1 cm, 45 x 50 x 1.5 cm, 45 x 50 x 1 cm, 10 x 61 x 1 cm, 42 x 15 x 1 cm, 10 x 38 x 1 cm, 50 x 25 x 1.5 cm, 50 x 25 x 1 cm, 99 x 50 x 1 cm, 23 x 50 x 1

cm, 50 x 50 x 1 cm, 50 x 50 x 1,5 cm, 117 x 50 x 1 cm, 117 x 50 x 1,5 cm, Choisissez une option

Référence : -