


POSITIONERINGSMATRAS - PERINEALE VORM
Perineaal matraskussen voor operatietafel in amorf polyurethaangel



Productomschrijving:

Dankzij de verschillende maten zijn ze ontworpen om de operatietafel te bedekken tijdens elke chirurgische ingreep. De perineale snede maakt een volledige ontlading op sacrale niveau mogelijk. Ze zijn geschikt voor alle patiënten die dit lichaamsgebied moeten beschermen.

Materialen

Het is gemaakt van een amorf polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm³.

Onderhoud en reiniging

- De gelpositioneerders zijn eenvoudig te reinigen met elk reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel voor de operatiekamer.
- Voorkom langdurig onderdompelen van de gelpositioneerders in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel.

Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk hebben we een vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers.
- Houd de geltemperatuur tussen de 50° en -18°.
- Verwijderd houden van licht-, vocht- en warmtebronnen.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling.

Pakket

1 stuk.

Referentie -