

RÈGLE DE RADIOLOGIE EN PLEXIGLAS 2

Règle de radiologie plombée en Plexiglas incrusté de tungstène - échelle par 5 cm, graduation 5 mm


Description du produit :

Vous pouvez stériliser la règle avec votre désinfectant standard et une lingette propre.
Les règles ne conviennent pas aux appareils de stérilisation ou aux autoclaves.

Version standard

Règles conçues pour lire les valeurs mesurées de haut en bas (0 est en haut de la règle). Longueur maximum disponible : 40 cm.

Version inversée

Règles conçues pour lire les valeurs mesurées de bas en haut (0 est en bas de la règle). Longueur maximum disponible : 40 cm.

Spécifications :

- Échelle : par 5 cm
- Graduation : 5 mm
- Matériel : Plexiglas bleu
- Largeur : 4 cm
- Épaisseur : 3 mm
- Longueur maximale : 40 cm

Caractéristiques

- En Plexiglas bleu
- Utilisable à 50 kV
- Longueur de 10 à 40 cm
- Version standard ou inversée

Référence

Version

318950
318951

Standard
Inversée

Taille règle de radiologie en cm: 20, 30, 40, 10
Sens règle de radiologie: Inversé, Standard

Référence : 31895X