

## RETROGRADE IR PLATFORM

Een ideaal werkoppervlak over de patiënt voor retrograde femorale benadering.



### Productomschrijving:

Het Retrograde IR Platform biedt een stabiel, radiolucent, hoogte- en lengtemaatgeschikt werkoppervlak dat klinische voordelen biedt ten opzichte van de huidige praktijk om procedureapparatuur op de matras en de patiënt te leggen. Het is de ultieme oplossing voor het manipuleren van katheter/geleidekabels en biedt een groot oppervlak dat handig is uitgelijnd met de plaats van de femorale slagader voor het ondersteunen van apparatuur tijdens een procedure.

### Belangrijkste eigenschappen en voordelen

- Sterk en stabiel werkoppervlak
- Snel opzetten en verwijderen
- Bevestigt over de patiënt Gemakkelijke positionering
- Eenvoudige positionering
- Radiolucent
- Optionele verlenging
- Gemakkelijk schoon te maken

Referenties	Beschrijving	Afmetingen
AM 0400	Retrograde IR Platform	140 x 61 cm
AM 0420	Retrograde IR Platform + Extension	200 x 75 cm
AM 0410	IR Platform Extension	67 x 75 cm

Références : AM 0400, AM 0420, AM 0410

Referentie -